

Advarsler og sikkerhedsanvisninger

ADVARSEL

- Vægten må ikke bruges af personer med medicinske implantater (f.eks. pacemaker). Apparatet kan påvirke funktionen af disse negativt.
 - Apparatet må ikke anvendes under graviditet.
 - Stå ikke på den yderste del af vægtens ene side: Fare for at vippe!
 - Batterierne kan være livsfarlige hvis de sluges. Opbevar derfor både batterierne og vægten utilgængeligt for børn. Søg straks lægehjælp, hvis der er blevet slugt et batteri.
 - Hold emballagen uden for børns rækkevidde (fare for kvælning).
 - Stå ikke op på vægten med våde fødder, eller når overfladen er fugtig. Der er risiko for at glide!
- Anvisninger vedrørende batterierne i apparatet
- Hvis lækket batterisyre kommer i kontakt med hud eller øjne, skal det pågældende sted skylles med vand, og der skal søges læge.
 - Fare for kvælning! Småbørn kan sluge batterier og blive kvalt. Batterierne skal derfor opbevares utilgængeligt for småbørn!
 - Følg polaritetsmarkeringerne for plus (+) og minus (-).
 - Hvis der er løbet batterisyre ud af batteriet, skal du tage beskyttelseshandsker på og rense batterirummet med en tør klud.
 - Beskyt batterier mod meget høj varme.
 - Eksplosionsfare! Kast aldrig batterier ind i ild.
 - Normale batterier må ikke oplades eller kortsluttes.
 - Hvis apparatet står ubenyttet hen i længere tid, skal batterierne fjernes fra batterirummet.
 - Der må kun anvendes batterier af samme eller en tilsvarende type.
 - Alle batterier skal altid udskiftes samtidigt.
 - Der må ikke anvendes genopladelige batterier!
 - Batterier må aldrig skilles ad, åbnes eller knuses.

Generelle anvisninger

- Vær opmærksom på, at der af tekniske årsager kan forekomme måletolerancer, da der ikke er tale om en kalibreret vægt til professionel, medicinsk brug.
- Vægtens bæreevne er maks. 180 kg (396 lb, 28 st). Ved vejning og bestemmelse af knoglemassen vises resultaterne i trin på 100 g (0,2 lb).
- Måleresultaterne for kropsfedt-, kropsvæske- og muskelandel bliver vist i trin på 0,1 %.
- Kaloriebehovet angives i trin på 1 kcal.
- Ved køb af vægten er den indstillet til enhederne "cm" og "kg". I forbindelse med registreringen med appen kan du ændre indstillingen af enhederne.

5

- Stil vægten på et jævnt og fast underlag. Et fast underlag er en forudsætning for korrekte målinger.
- Reparationer må kun udføres af Beurers kundeservice eller autoriserede forhandlere. Kontrollér dog altid batterierne, og udskift dem eventuelt inden en eventuel reklamation.

Opbevaring og vedligeholdelse

Måleværdiernes nøjagtighed og apparatets levetid afhænger af, hvordan du behandler apparatet:

BEMÆRK

- Apparatet skal rengøres en gang imellem. Anvend ingen skrappe rengøringsmidler, og hold aldrig apparatet under vand.
- Sørg for, at der ikke kommer væske ind i vægten. Nedsænk aldrig vægten i vand. Skyl den aldrig under rindende vand.
- Stil aldrig genstande på vægten, når den ikke er i brug.
- Brug ikke for stor kraft eller spidse genstande til at trykke på knappen.
- Udsæt ikke vægten for høje temperaturer eller kraftige elektromagnetiske felter (f.eks. mobiltelefoner).
- Beskyt apparatet mod stød, fugt, støv, kemikalier, kraftige temperatursvingninger og varmekilder