

ADVARSEL

- Apparatet er kun beregnet til privat brug og derhjemme, ikke til erhvervsmæssig brug.
- Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og derover samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental funktionsevne eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet undervist i sikker brug af apparatet og forstår de dermed forbundne farer.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn.
- Hvis el-ledningen til dette apparat bliver beskadiget, skal den bortskaffes. Hvis den ikke kan tages af, skal apparatet bortskaffes.
- Apparatet må under ingen omstændigheder åbnes eller repareres, da en fejlfri funktion ellers ikke længere kan garanteres. Overholdes dette ikke, bortfalder garantien.
- Undlad at stikke genstande ind i apparatets åbning eller mellem de bevægelige dele. Sørg for, at de bevægelige dele altid kan bevæge sig frit.
- Klem eller tving ingen dele af kroppen, især fingrene, ind mellem de bevægelige massageelementer eller deres holdere i apparatet.

ADVARSEL

Brug kun den dybdegaende vavsmassage sammen med de medfølgende tilbehørsdele. Apparatet til dybdegaende vavsmassage og tilbehørsdelene er ikke medicinske anordninger. De er instrumenter til massagebehandling. Den dybdegaende vavsmassage er kun beregnet til personlig brug, ikke til medicinsk eller kommerciel brug. Apparatet må kun anvendes til det formål, det er udviklet til, og kun på den måde, som er angivet i betjeningsvejledningen. Enhver utilsigtet anvendelse kan være farlig. Producenten hæfter ikke for skader, der opstår som følge af ukorrekt brug eller brug i strid med formålet. Brug ikke massageapparatet, hvis en eller flere af de følgende advarsels- og sikkerhedsanvisninger gælder for dig. Hvis du er usikker på, om massageapparatet egner sig til dig, bør du spørge din læge til råds.

Anvend ikke apparatet:

- ved en sygdomsmæssig forandring eller skade i det kropsområde, der skal masseres (f.eks. forekomst af diskusprolaps, åbent sår).
- hvis du har en pacemaker.
- til massager i hjerteområdet.

89

- på hovedet, forbrændte, betændte eller beskadigede hud- og kropsområder.
- ved flanger, kapillarer, åreknuder, akne, rosacea, herpes eller andre hudsygdomme.
- under graviditet.
- på hovedet eller i ansigtet (f. eks. ved øjnene), på strubehovedet, i intimzonen eller andre meget følsomme legemsdele.
- på rygsojlen samt direkte på knoglerne.
- mens du sover.
- på dyr.
- efter indtagelse af medicin eller alkohol (begrænset opfattelsesevne!).
- i et motorkøretøj.

Spørg din læge, for du bruger apparatet, især

- hvis du lider af en hjertesygdom.
- hvis du har pacemaker, implantater eller andre hjælpemidler.
- hvis du har haft en blodprop.
- hvis du har diabetes.
- hvis du har uforklarlige smerter.

ADVARSEL

- Hold borte fra afstand af emballagematerialet. Der er risiko for kvalning!
- Hold borte fra afstand af tilbehørsdelene. Der er risiko for kvalning!
- Sørg for, at apparatet ikke kommer i berøring med vand eller andre væsker.
- Forsøg aldrig at tage et apparat op, hvis det er faldet ned i vand.
- Borte skal være under opsyn, når de anvender apparatet.
- Hvis apparatet anvendes i modstrid med formålet eller i modstrid med den medfølgende betjeningsvejledning, er der risiko for brand!

Apparatet må derfor

- aldrig anvendes uden opsyn, specielt ikke når der er borte i nærheden.
- aldrig anvendes under en afdækning, som f.eks. tapper, puder osv.
- aldrig anvendes i nærheden af benzin eller andre letantændelige stoffer.
- kun anvendes i tørre indendørs rum (f.eks. ikke i badekar eller sauna).

VIGTIGT

- For brug skal det sikres, at apparatet og tilbehørsdelene ikke har synlige skader. Anvend ikke apparatet i tvivlstilfælde, og kontakt din forhandler eller den anførte kundeserviceadresse, hvis du har spørgsmål.

- Abn aldrig kabinettet.
- Hold apparatet vak fra spidse eller skarpe genstande.
- Hvis apparatet er blevet tabt eller beskadiget pa anden vis, ma det ikke langere anvendes.
- Sluk apparatet efter hver brug og for rengoring.
- Brug aldrig apparatet i mere end 15 minutter (risiko for overophedning). Lad apparatet afkole i mindst 15 minutter, for det tages i brug igen.
- Benyt kun apparatet sammen med de medfolgende tilbehorsdele.
- Beskyt apparatet og tilbehorsdelene mod stod, stov, kemikalier, kraftige temperatursvingninger, elektromagnetiske felter og varmekilder (ovn, radiator) for tat pa.

90

ADVARSEL

Reparation

- Forsog under ingen omstandigheder selv at reparere apparatet!
- Reparationer af el-apparater ma kun udfores af fagfolk. Du ma aldrig selv abne eller reparere apparatet, da det i modsat fald ikke kan garanteres, at apparatet fungerer fejlfrit. Reparationer, der ikke er udfort korrekt, kan medfore betydelig fare for brugeren. Henvend dig til vores kundeservice eller en autoriseret forhandler, hvis der er brug for reparation. Overholdes dette ikke, bortfalder garantien.

ADVARSEL

Anvisninger vedrorende handtering af batterier

- Hvis vaske fra batteriet kommer i kontakt med hud eller ojne, skal det pagaldende sted skylles med vand, og der skal soges lage.
- Kvalningsrisiko! Smaborn kan sluge batterier og blive kvalt. Batterierne skal derfor opbevares utilgangeligt for smaborn!
- Hvis der er lobet batterisyre ud af batteriet, skal du tage beskyttelseshandsker pa og bortskaffe apparatet.
- Beskyt batterier mod meget hoj varme.
- Eksplosionsfare! Kast aldrig batterier ind i ild.
- Batterier ma aldrig skilles ad, abnes eller knuses.
- Anvend kun de opladere, der er anfort i betjeningsvejledningen.
- Lad kun apparatet op med den medfolgende stromforsyning.
- For at opna sa lang en levetid som muligt for batteriet, skal du lade det genopladelige batteri helt op mindst 2 gange om aret.
- Sluk altid for apparatet for det oplades.
- Genopladelige batterier skal oplades korrekt for brug. Folg altid producentens anvisninger eller anvisningerne i denne betjeningsvejledning med henblik pa korrekt opladning.